




# アルコアローラ

ローラ  
*Laura*



## M-009

エム・エイ・エイ・キュー



改良に伴う変更を予告なしに行う場合があります。



介護される人の“自立“という思いを助長し、支援する機器を提案します。

①介護する側、される側の負担を減らす。②自立やリハビリを促すことで、本人の自発力や潜在力を引き出す。ひいては、それが障害者や高齢者の権利を守ることに繋がります。③利用者の状態に合わせて

『脱衣やトイレ歩行移動』を支援します。

膝当て：前後調節



走行フレーム幅調節レバー：走行フレーム先端の外寸約50～80cm



キャスターレバー：2輪同時ロック/フリー



製品：移動用リフト 【型番：M-009】

項目名	内容	電源	交流100v 60/50Hz 充電装置：充電器(付属品)
サイズ 【約】	縦80cm×横50cm※1×高さ70～90cm ※1 走行フレーム：横50～80cm(外寸)	バッテリー モーター1 モーター2 CEマーク	シール鉛電池×2 歩行に合う姿勢にする 上下に昇降する 欧州(EU)輸出適合品
最大使用者体重	100kg	レザー表皮	(1)耐光性(2)防汚機能 (3)耐アルコール機能
最大・最小身長	150～175cm	安心ベルト [標準品]	胸囲サイズ約80～100cmに合わせて長さ調節できます
本体重量	29kg	付属品	充電器・プラスドライバー・スパナ
車輪	直径10cm×2 直径5cm×2		

0120-456-708


株式会社 **ミハマ** ホームページ [mihama-care.jp](http://mihama-care.jp)

シワチョウ シワホリ

〒739-0269 広島県東広島市志和町志和堀 1153-91

## 安心ベルトの説明


- ①胸囲サイズ約80～100cmに合わせて長さ調節できます。
- ②中央のベルト2箇所を調節します。



## アルファローラ(リフト)の選定目安

### 寝たきり高齢者が増え続ける

理由の一つは、医療の発展が生んだ延命治療の技術の向上




介護度 2～3



介護度 3～5



介護度 5



M-009



M-001



M-007